

Le Vert

Instrucciones de uso

Solución de Descontaminación Química

de Materiales y Equipos

1. ¿Cuándo utilizar la solución Le Vert?

La solución **Le Vert** creada por PREVOR permite **la descontaminación química de materiales: o bien de equipos (por ejemplo equipos de protección individual, líneas de producción), o bien de superficies (máquinas, superficies de trabajo)**. Como consecuencia puede utilizarse para la limpieza habitual, u ocasionalmente en caso de accidente por ejemplo.

También puede utilizarse en complemento de los absorbentes neutralizantes TRIVOREX[®], ACICAPTAL[®] o BASICAPTAL[®] sobre derrames corrosivos, con el fin de facilitar la neutralización.

2. ¿Cómo utilizar la solución Le Vert?

0. Es necesario leer estas instrucciones de uso, así como la Hoja de Datos de Seguridad de la solución **Le Vert** antes de uso.
Utilizar equipos de protección (botas, gafas, guantes...) y de primeros auxilios (lavajos, aerosoles de soluciones Diphotérine[®] o Hexafluorine[®]) adaptados al producto químico contaminante.
Ventilar si es necesario, y aislar la zona de peligro.
Utilizar la solución **Le Vert** lo más rápidamente posible.
1. Lavar la superficie contaminada con la solución **Le Vert**.
2. Si se observa un cambio de color, lavar hasta volver al color verde.
3. Después de uso, aclarar con agua.
4. Almacenar y desechar el residuo con los residuos químicos correspondientes.

3. Recomendaciones

La solución **Le Vert** se vuelve amarilla en medio ácido y azul en medio básico. Seguir lavando la superficie afectada con la solución **Le Vert** hasta volver al color verde.

En caso de contaminación con ácido fluorhídrico o uno de sus derivados, utilizar preferentemente las soluciones **Anti-Etch** y **Le Vert HF**.

El objetivo de la solución **Le Vert** es limpiar material contaminado químicamente. En caso de contacto químico sobre el cuerpo o los ojos, utilizar la solución Diphotérine[®].

4. Instrucciones de almacenamiento

Conservar en el envase original.

Poner la solución **Le Vert** a disposición, a proximidad de los riesgos o de los lugares de uso, para facilitar una intervención rápida.

Laboratoire PREVOR Moulin de Verville
www.prevor.com 95760 Valmondois
 +33 1.30.34.76.76 FRANCE



PREVOR

PRÉVOIR ET SAUVER

Laboratoire de Toxicologie & Maîtrise du Risque Chimique