

INSTRUCCIONES DE USO: POLYCAPTOR®



POLYCAPTOR®

Absorbente en caso de derrame líquido.

1. ¿CUÁNDO UTILIZAR EL ABSORBENTE POLYCAPTOR®?

El absorbente **Polycaptor®** es un producto en polvo fabricado por el laboratorio PREVOR, que se utiliza en caso de derrames líquidos accidentales.

2. ¿CÓMO UTILIZAR EL ABSORBENTE POLYCAPTOR®?



1. Recomendaciones previas:

- Ventilar el lugar y aislar la zona de peligro.
- Utilizar equipos de protección (botas, gafas, guantes...) y de primeros auxilios (en caso de derrame químico: lavajos, aerosoles de soluciones **Diphotérine®** o **Hexafluorine®**) adaptados.
- Utilizar el absorbente **Polycaptor®** lo más rápidamente posible.

2. Verter el absorbente **Polycaptor®** alrededor del charco de producto derramado

3. Cubrir el líquido con el absorbente **Polycaptor®**

4. Dejar actuar (absorción).

- Recoger el residuo solidificado con una pala y una escoba.
- Terminar la limpieza del suelo con el descontaminante **Le Vert** o con agua.

5. Almacenar y eliminar el residuo solidificado.

- En caso de derrame químico, eliminar el residuo solidificado con los residuos químicos correspondientes.

3. ADVERTENCIAS

En caso de derrame químico, cuidado con las contaminaciones (ojos, piel).

Utilizar equipos de protección y proveerse de equipos de primeros auxilios adaptados.

En caso de derrame de ácidos o bases, especialmente humeantes, preferir el uso de los absorbentes neutralizantes **Trivorex®**, **Acicaptal®** o **Basicaptal®**.

Al igual que con todos los absorbentes no neutralizantes, los residuos de los productos químicos conservan sus peligros químicos iniciales.

En caso de utilización en el ácido sulfúrico (H_2SO_4) concentrado (98%), el absorbente **Polycaptor®** puede ennegrecer; sin embargo nuestros experimentos han demostrado que estos residuos no se pegan al suelo.

Si se utiliza el absorbente **Polycaptor®** sobre ácido nítrico (HNO_3) humeante, no existe peligro directo pero es necesario eliminar el residuo lo antes posible y conservarlo en un recipiente con cierre hermético y alejado de una fuente de calor superior a 60°C, para evitar todo riesgo de explosión.

4. INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar en el envase original cerrado y protegido de la humedad.

Colocar el absorbente **Polycaptor®** cerca de los riesgos y en un lugar de fácil acceso.



Representante exclusivo en México
CICAMED Z, S.A. de C.V., CDMX
Tel: (55) 5515.0590 / 5761.9378
Emergencia 24h/24h: (55) 2475.6977

✉ cicamed@telmexmail.com / cicamed@att.net.mx



www.prevor.com
www.cicamed.com.mx