



Ventajas

- Fácilmente identificable, la DAPD es verde para poder diferenciarla de un extintor.
- Uso similar al del extintor, por lo tanto no es necesario un entrenamiento específico.
- Lista para su uso, permite una acción rápida.
- Chorro suave, micronizado y muy humectante que permite un lavado sin trauma y un reparto perfecto de la solución.
- Posibilidad de que el accidentado use la DAPD solo.
- Largo tubo flexible que permite un lavado completo del cuerpo entero.
- Transportable, lo que permite al socorrista protegerse porque no estará en contacto con las partes contaminadas de la víctima.
- Uso posible incluso si la DAPD está en posición horizontal.
- Control fácil de la eficacia del lavado: utilización total y única.
- Solución estéril.
- Precinto que garantiza la integridad del dispositivo.
- Sin mantenimiento o instalación específicos (no necesita alimentación, tuberías o válvulas, no hay riesgo de fuga).
- La DAPD se puede desplazar de un sitio a otro.
- Posibilidad de almacenarla en una caja anticongelante.
- Conforme a la norma EN 15154-3.
- Certificación CE.

CARACTERÍSTICAS

Fabricante	PREVOR , Moulin de Verville 95760, VALMONDOIS. Francia + (33) 1-30-34-76-76
Dimensiones	640 x 220 x 200 mm
Contenido	5 litros
Peso	11 kg
Gas propulsor	Dióxido de carbono (CO2)
Caducidad	2 Años
Contenido	Solución DIPHOTÉRINE®
Utilización	Totalidad de la superficie corporal
Plazo de intervención	En el primer minuto



Representante exclusivo en México

CICAMED Z, S.A. de C.V., CDMX

Tel: (55) 5515.0590 / 5761.9378

Emergencia 24h/24h: (55) 2475.6977

✉ cicamed@telmexmail.com / cicamed@att.net.mx



www.prevor.com

www.cicamed.com.mx